


BECKER

INFORMATION



Systèmes d'armoires modulaires en acier et en acier inoxydable



Becker M11 – Systèmes d'aménagement modulaire des armoires médicales



Rayonnages et tables



Tables de coupe et tables de préparation modulaires



Stockage, transport et préparation du matériel stérile



Chariots d'anesthésie et de soins



Petit mobilier pour bloc opératoire et urgences



Sièges et tabourets de chirurgien



Tables d'appoint pour instruments et appareils



Système de rangement modulaire

Mobilier et agencement pour établissements hospitaliers



Sommaire

Page

Systèmes d'armoires modulaires en acier et en acier inoxydable	4
Becker M11 – Systèmes d'aménagement modulaire des armoires médicales	10
Rayonnages et tables	12
Postes de coupe et de préparation modulaires	14
Stockage, transport et préparation du matériel stérile	16
Chariots d'anesthésie et de soins	18
Petit mobilier pour bloc opératoire et urgences	20
Sièges et tabourets de chirurgien	21
Tables d'appoint pour instruments et appareils	22
Système de rangement modulaire	23

BECKER – Equipements pour le milieu médical

Expérience, fiabilité et spécialisation. Ce sont les termes qui dépeignent le mieux les valeurs de l'entreprise BECKER. Nous transformons le métal depuis 1946 et depuis quatre décennies, nous sommes spécialisés dans l'agencement et l'aménagement en milieu médical. Nous avons choisi de conserver notre site de production dans la belle vallée de la Rot bien connue en Allemagne pour la compétence et le sérieux de ses artisans. Transformer des matériaux de haute qualité pour en faire des produits de haute valeur technologique à destination du monde médical, c'est notre métier.

Nous contrôlons toutes les phases de la fabrication. BECKER est une entreprise familiale de taille moyenne. Ses propriétaires la dirigent eux-mêmes de manière responsable et avec conviction. Le grand atout que nous avons et dont bénéficient directement nos clients réside dans le fait que les différentes étapes de travail sont réalisées dans notre maison par une équipe de spécialistes expérimentés : l'activité de conseil auprès de notre clientèle, la planification des agencements, le développement des produits, le design, les réalisations sur mesure exécutées manuellement ou avec des machines de haute performance, la fabrication à l'unité pour les commandes spéciales, le contrôle de qualité, le suivi des projets jusqu'à la pose chez le client.

La flexibilité pour la perfection du travail sur mesure. Chaque produit est particulier, chaque établissement hospitalier a des besoins différents, chaque commande fait valoir de nouvelles exigences, chaque acheteur a des demandes spécifiques. Notre point fort est de savoir répondre de façon personnalisée, nos structures et notre gestion des projets ayant la souplesse nécessaire pour réagir de façon rapide et précise dans toutes les situations. Nous l'avons prouvé à maintes reprises.



Systemes d'armoires modulaires en



acier et en acier inoxydable

**BECKER**

C'est à la maîtrise du détail que se reconnaît tout l'art de l'orfèvre.

Très peu d'équipements sont soumis à des astreintes aussi élevées : sollicitation en fatigue, critères d'hygiène et fonctionnalité systémique sont les contraintes majeures qu'il nous convient de surmonter.

Les exigences débutent avec le choix des matériaux, elles conditionnent leur transformation et se poursuivent avec le design qui se doit d'accorder au mieux les produits avec l'environnement auquel ils sont destinés. Elles s'achèvent avec le montage final effectué avec le plus grand soin, où chaque minute compte et où chaque geste se doit d'être précis et définitif. Chez BECKER, toutes ces tâches sont notre quotidienneté et chacun de nous sait qu'il porte sa part de responsabilité dans la qualité du produit final.



Systemes d'armoires modulaires en



acier et en acier inoxydable



Le choix des matériaux et leur transformation sont les premiers garants de la qualité.

Les meubles BECKER en acier sont fabriqués dans un acier de précision galvanisé, chromé puis thermolaqué par poudrage ou dans un acier chrome-nickel, numéro de matériau 1.4301 (AISI 304).

Le traitement des surfaces par poudrage présente une grande élasticité et une dureté élevée, des qualités indispensables pour endurer les contraintes permanentes propres à l'environnement médical. Les surfaces sont faciles à entretenir et résistent parfaitement aux produits de désinfection courants.

Dans la transformation des métaux, l'acier chrome-nickel 1.4301 compte parmi les matériaux avec les meilleures qualités et la longévité la plus longue. Il est extrêmement résistant et hygiénique.

Les meubles BECKER en acier sont assemblés à partir de pièces détachées et c'est la raison de leur excellente résistance à la corrosion.



Systemes d'armoires modulaires en



acier et en acier inoxydable



Les éléments d'agencement BECKER répondent tous aux critères de qualité les plus stricts au niveau matériau, construction, forme, fabrication et technique, car ils leur est demandé de résister aux sollicitations les plus élevées et d'avoir une longue durée de vie. Les meubles BECKER en acier sont constitués de parois doubles insonorisées et de façades rapportées, entièrement bordées d'un joint en caoutchouc.

Notre atout est là : nous constituons une équipe permanente de spécialistes capables de réagir rapidement, d'évaluer les modifications techniques à apporter aux produits, d'imaginer les développements nécessaires et d'engager l'étude d'un produit, sa conception et sa production dans les meilleurs délais.



BECKER M11 - Systèmes d'aménagement





Plus d'espace, moins de frais. C'est là que les systèmes d'aménagement modulaire des armoires médicales BECKER M11 se distinguent des systèmes classiques. Les solutions du système BECKER M11 offrent plus de place et plus de flexibilité pour un encombrement identique. Les différents éléments sont parfaitement agencés les uns par rapport aux autres et combinables de façon personnalisée afin de satisfaire à tous les besoins imaginables.

Transparence de la planification et des prix.

Cette lisibilité est obtenue grâce à une structure modulaire intelligente. D'une armoire à l'autre, les différents éléments modulaires peuvent être agencés conformément à l'utilisation prévue et, leur prix étant consultable, le coût de l'ensemble peut être calculé de la manière la plus logique qui soit. Si vous changez l'affectation des armoires, le système BECKER M11 vous permettra de modifier l'organisation, de compléter la configuration ou de remplacer certaines pièces sans aucune difficulté.

Rentabilité grâce à l'optimisation de l'espace.

Les systèmes modulaires traditionnels sont généralement basés sur une largeur d'armoire de 900 mm. L'armoire de rangement BECKER M11 présente quant à elle une largeur de 1100 mm. Ces dimensions permettent d'optimiser considérablement l'espace pour un encombrement identique. Par exemple, vous n'avez besoin que de 9 armoires au lieu de 11 sur une longueur de 10 mètres. La proposition est séduisante.



Rayonnages et tables



Nos rayonnages et nos tables de préparation sont largement plébiscitées dans les services de stérilisation centrale des établissements hospitaliers, dans les entrepôts de stockage des hôpitaux et dans les locaux d'approvisionnement des blocs opératoires. Le programme se distingue par sa qualité et son extrême robustesse. Rayonnages et tables sont fabriqués en acier chrome-nickel, numéro de matériau 1.4301 (AISI 304). Grâce à la diversité et à l'adaptabilité des composants, vous pouvez aménager chaque encoignure, chaque renforcement.

Les tables de préparation sont mobiles ou fixes, voire réglables en hauteur et peuvent être équipées, à la demande, d'étagères de rangement des matériels stériles.





Postes de coupe et de préparation



modulaires



Les postes de coupe et de préparation BECKER sont de type modulaire et peuvent être assemblés de façon spécifique en fonction des besoins du client. Ils sont transformables, peuvent être dotés d'éléments complémentaires ou peuvent carrément être agrandis. Nous proposons des composants d'une grande diversité : des bras pivotants ou télescopiques avec des tablettes pour moniteur et clavier, des lampes de travail, des éléments d'armoire, des supports de PC, des étagères et des chariots de transport. Ensemble, nous

aurons l'embarras du choix pour élaborer la solution la mieux adaptée à vos besoins comme système d'approvisionnement. Les postes de coupe et de préparation que nous avons développés se distinguent par un design ergonomique.

Réglables en hauteur, ils permettent de travailler en position debout ou assise. Ils ont été conçus dans un but de rationalisation des tâches et d'optimisation fonctionnelle pour prévenir toute fatigue prématurée.



Stockage, transport et préparation



du matériel stérile

BECKER

Le système de péristérilisation BECKER est le résultat de plusieurs années de développement orienté vers la pratique. Il est la continuation conséquente de notre idée directrice : devenir et rester votre interlocuteur pour l'aménagement de votre établissement hospitalier avec du mobilier en acier.

Parler d'un programme de péristérilisation ne peut se faire que si toutes les exigences imaginables sont prises en compte dans le déroulement des tâches.

Le programme de péristérilisation est conçu comme un système universel applicable dans les blocs opératoires, dans les salles de préparation et dans le service de stérilisation centrale de l'hôpital. Tous les composants satisfont aux critères d'hygiène sanitaire, sont robustes, résistants et adaptables individuellement dans un système normalisé. Ils contribuent à l'optimisation du temps et de l'espace.



Chariots d'anesthésie et de soins



Le mot-clé : poste de travail mobile. Il sous-entend déplacement, rapidité, fonctionnalité, donc équipement adapté aux soins, mais aussi rangement et propreté. Ces postes de travail mobiles existent dans de nombreuses versions et avec tous les équipements possibles.

Les postes de travail mobiles se doivent d'être toujours prêts, qu'ils officient en tant que chariots de soins, chariots d'étage, chariots de visite, chariots pour instruments ou chariots d'urgence. La flotte de chariots BECKER est complétée par le chariot ISO. La gamme de chariots est basée sur différents chariots de base qui peuvent être complétés par des accessoires en fonction des utilisations envisagées, ces accessoires faisant partie d'une vaste panoplie couvrant les besoins les plus divers.



Petit mobilier pour bloc opératoire et urgences



Un bon système se distingue avant tout par son aptitude à être utilisé au quotidien. Il doit proposer une panoplie complète de solutions modulaires adaptées à l'utilisation envisagée et faciliter notablement les tâches des utilisateurs. Un bon système se doit d'apporter une aide organisationnelle et logistique, c'est un assistant incontournable pour les besoins de fiabilité et d'hygiène dans le quotidien du bloc opératoire et des soins ambulants. Le programme BECKER répond sans réserve à ces exigences.



Sièges et tabourets de chirurgien



Etre bien assis devant son poste de travail est important, mais il est d'une importance cruciale en milieu hospitalier.

Les sièges et tabourets BECKER ont des caractéristiques optimales : ergonomie due au confort de l'assise, perfection technique, possibilités de réglage en hauteur et en inclinaison.

Les roulettes sur lesquelles ils se déplacent sont conductibles et autobloquantes.

Tables d'appoint pour instruments et appareils



Le programme des tables BECKER est un maillon important dans la chaîne logistique, adapté à toutes les applications possibles en milieu hospitalier. Quelle que soit la table utilisée, la manœuvrabilité reste la même : les tables sont faciles et rapides à déplacer, elles peuvent être nettoyées facilement, elles sont pratiques, solides et stables.

Nous proposons des tables pour tous les secteurs avec les accessoires nécessaires, et même des tables compatibles avec environnement IRM.



Systeme de rangement modulaire



Le système de rangement modulaire BECKER.

L'entreposage et le transport nécessitent des manipulations rapides et une combinabilité exemplaire. C'est ce que nous appelons l'aptitude à la quotidienneté, mise à l'épreuve jour après jour dans la rude pratique du milieu hospitalier.



BECKER – Equipements pour le milieu médical de A à Z

- Conseil
- Planification
- Conception
- Design
- Diversité du programme
- Fabrication
- Pose
- Service après-vente

Nous avons une longue expérience et nous fait le choix de nous spécialiser. Tout cela, nous le mettons au service de notre clientèle. Depuis plusieurs décennies, nous fabriquons du mobilier en acier pour les établissements hospitaliers.

Notre entreprise de taille moyenne a l'avantage de concilier souplesse et réactivité, même pour les demandes les plus originales. Sur le site, la coopération entre l'architecte, le planificateur, le concepteur, l'acheteur, les utilisateurs, la direction de l'établissement hospitalier, les médecins, le personnel soignant et les commerciaux est essentielle pour finaliser le produit dans les meilleures conditions avec les meilleurs résultats. Dès maintenant, nous vous remercions de l'avoir compris !



**Metallwarenfabrik
Walter H. Becker GmbH
Anzenkirchener Straße 4
D-84371 Triftern**

**Téléphone : +49 (0) 85 62 / 96 05-0
Télécopie : +49 (0) 85 62 / 24 34
Courriel : becker.triftern@t-online.de
Internet: www.becker-triftern.de**