

MAQUET ORTHOSTAR 1420

Dispositif de broche de traction d'une construction compacte nouvelle en acier inoxydable au chrome-nickel, pouvant être lavé et désinfecté.

Paire de plaques jambières très légères, facilement amovibles de l'extérieur du champ stérile.

Introduction latérale de cassettes radiographiques 24 x 30 cm.

Le cadre, les rails porte-accessoires, toutes les pièces à enclencher et emboîter sont en acier inoxydable. Surfaces lisses, lavables et d'un entretien facile.

Les barres d'extension avec deux articulations, chacune permettant un bon positionnement idéal du patient pour le traitement des fractures.

Le plateau radiotransparent ainsi que le rembourrage en mousse intégrée conductible forment un tout homogène: facile à entretenir, pouvant être lavé et désinfecté, positionnement confortable du malade.

Porte-accessoires pour un stockage ordonné et bien disposé des accessoires spéciaux.

Le dossier peut être levé et abaissé manuellement.

La tête amovible et à réglage rapide permet l'introduction de cassettes 36 x 36 cm.

Alimentation en énergie du système électrohydraulique par des batteries incorporées spéciales à grande capacité, (environ 100 opérations) et rechargeables par chargeur incorporé.

Le carénage du pied et du pilier est en acier inoxydable à joints étanches et d'un entretien facile; le carénage du pied est facilement démontable afin de permettre d'effectuer des travaux d'entretien et le nettoyage des roulettes.

Des roulettes de grand diamètre permettent un déplacement aisé et stable dans les axes longitudinal et transversal.

Nouveau boîtier de commande léger avec touches sensibles y compris mise à zéro automatique – câble à spirales avec fiche.

MAQUET ORTHOSTAR

la grande table d'opération mobile pour l'enclouage ouvert et fermé ainsi que l'endoprothèse totale de la hanche et d'autres interventions orthopédiques. Elle possède les avantages suivants:

- Positionnements excellents du patient.
- Une conception nouvelle de la construction ainsi que des accessoires à emboîtement.
- De par son maniement aisé, c'est une table idéale pour l'utilisateur.
- Optimale pour la radiographie per-opératoire et la radioscopie.
- Énergie autonome et indépendante grâce aux batteries à grande capacité.
- Exécution inoxydable et résistante aux désinfectants.
- Un design moderne – grande sécurité de service.