

Appui-tête frontal GentleTouch® patient unique. Épaisseur 18cm

REF 1937DZ      CONT 12

- Le produit est conçu de telle sorte qu'il n'y a pas de colle sur les bords du coussin afin d'exclure le risque de contact avec le visage du patient.
- Le produit est conçu de telle sorte qu'il n'y a pas de colle du tout au niveau du front et des joues. Cela permet à la mousse de s'adapter plus facilement à l'anatomie du visage du patient.



**Ce coussin appui-tête NE PEUT PAS ÊTRE RÉUTILISÉ, tout au plus SUR LE MÊME PATIENT. Jeter après utilisation.**

**La réutilisation de l'un des composants de cet appui-tête peut résulter en une contamination croisée.**

Afin de diminuer les coûts de transport et de gagner de l'espace lors de l'entreposage, le produit a été emballé sous vide par la société MIZUHO OSI.

Patienter 20 MINUTES jusqu'à ce que le coussin appui-tête GentleTouch® reprenne sa forme en utilisation. Pour que le coussin reprenne sa forme optimale, ouvrir l'emballage et le laisser reposer la nuit entière.

NE PAS PERFORER L'EMBALLAGE AVANT UTILISATION



Apf17205ff



MIZUHO OSI · 30031 Ahern Ave. · Union City, CA 94587 (800) 777-4674 · FAX (510) 429-5800 [www.mizuhosi.com](http://www.mizuhosi.com)



Emergo Europe · Molenstraat 15 · 2513 BH The Hague, The Netherlands